



System Monitorowania Ciągłego Ciał Ketonowych KS1

Instrukcja obsługi

Spis treści

Rozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	1
Rozdział 2. Poznaj swój system.....	2
Rozdział 3. Korzystanie z czujnika.....	3

Rozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wskazania do użytku

System Monitorowania Ciągłego Ketony jest wskazany do ciągłego monitorowania poziomu ketonów w płynie międzykomórkowym u osób w wieku 18 lat i starszych. System wykorzystuje czujnik elektrochemiczny do monitorowania poziomu ketonów w czasie rzeczywistym. Może być noszony przez okres do 7 lub 14 dni i przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednej osoby. System CKM NIE jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani monitorowania chorób.

OSTRZEŻENIE:

- Czujnik CKM zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia.
- Przed użyciem produktu proszę uważnie przeczytać instrukcję. Proszę zauważyć, że sonda produktu powinna być przyłożona do spodu ramienia przy łokciu.
- Czujnik nie powinien być umieszczany na obszarze, gdzie występują ciężkie oparzenia skóry, oparzenia, poparzenia słoneczne, rany, owrzodzenia ani blizny pooperacyjne.
- System nie jest przeznaczony dla pacjentów cierpiących na poważne zmiany skórne na całym ciele, takie jak rozległy wyprysk, rozległe blizny, rozległe tatuaże, opryszczkowe zapalenie skóry, silny obrzęk i łuszczyca.

Rozdział 2. Poznaj swój system

System ma dwa modele: KS1 i KS1-7. KS1 można nosić przez maksymalnie 14 dni, podczas gdy KS1-7 przez maksymalnie 7 dni. Oba systemy składają się z zestawu czujników i aplikacji SiBioCKMApp (aplikacja). Możesz użyć swojego smartfona (telefonu) do pobrania i zainstalowania aplikacji.

Zestaw czujników

Zestaw czujników zawiera:

- Pakiet czujników
- Aplikator czujnika
- Przewodnik szybkiego uruchomienia
- Chusteczka alkoholowa



Pakiet czujników









Aplikator czujnika






Czujnik (widoczny po aplikacji)

Rozdział 3. Korzystanie z czujnika.

Krok	Działanie	
1		Nakładaj sensory tylko na tył ramienia w okolicy łopatki. Unikaj obszarów z bliznami, znamionami, rozstępami, lub guzkami. Umieszczenie w innych miejscach może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie czujnika i prowadzić do niedokładnych odczytów. Wybierz obszar skóry, który zazwyczaj pozostaje płaski podczas normalnych codziennych aktywności (bez zginania ani fałdowania). Aby zapobiec dyskomfortowi lub podrażnieniu skóry, należy wybrać inne miejsce niż to, które było ostatnio używane.
2		Umieść czujnik na oczyszczonej powierzchni skóry, używając zwykłego mydła, wysusz, a następnie wyczyść chusteczką nasączoną alkoholem. Pomoże to usunąć wszelkie oleiste pozostałości, które mogą uniemożliwić prawidłowe przyklejenie czujnika. Pozwól, aby miejsce wyschło na powietrzu przed kontynuacją. Uwaga: Obszar MUSI być czysty i suchy zgodnie z tymi instrukcjami, w przeciwnym razie czujnik może nie przylegać przez cały okres użytkowania, czyli 7 lub 14 dni.
3		Otwórz opakowanie czujnika, całkowicie odklejając wieczko. Zdejmij nakrętkę z aplikatora czujnika i odłóż ją na bok. OSTRZEŻENIE: NIE używaj, jeśli opakowanie czujnika lub sam czujnik

		Aplikator wydaje się być uszkodzony lub już otwarty. NIE używaj, jeśli minęła data ważności.
4	 	Wyrównaj mały biały występ na aplikatorze czujnika z wklęsłością na krawędzi opakowania czujnika. Na twardej powierzchni, mocno naciśnij aplikator czujnika aż do zatrzymania się. OSTRZEŻENIE: NIE usuwaj klipsa zabezpieczającego (patrz krok 6) z aplikatora czujnika. Jeśli najpierw usuniesz klips zabezpieczający, możesz się zranić, przypadkowo naciskając przycisk, który wstawia czujnik, zanim to zamierzasz.
5	 	Podnieś aplikator czujnika z opakowania czujnika. OSTRZEŻENIE: Aplikator czujnika zawiera teraz końcówkę. NIE dotykaj wnętrza aplikatora czujnika ani nie wkładaj go z powrotem do opakowania czujnika.
6		Naciśnij klips zabezpieczający i wyciągnij go z aplikatora czujnika.

7		Umieść aplikator czujnika nad przygotowanym miejscem i mocno naciśnij, aby przyłożyć czujnik do ciała. Ostrożność: NIE naciskaj aplikatora czujnika, dopóki nie zostanie umieszczony nad przygotowanym miejscem, aby zapobiec niezamierzonym wynikom lub urazom. Upewnij się, że mały biały występ na aplikatorze czujnika jest skierowany do góry lub na dół.
8		Delikatnie odciągnij aplikator czujnika od ciała. Czujnik powinien teraz być przyklejony do Twojej skóry. Uwaga: Przyklejanie czujnika może powodować siniaki lub krwawienie. Jeśli występuje krwawienie, które nie ustaje, usuń czujnik i skontaktuj się ze swoim specjalistą ds. opieki zdrowotnej.
9		Upewnij się, że czujnik jest odpowiednio zamocowany po aplikacji. Uwaga: Po założeniu, użyj telefonu do komunikacji z czujnikiem. pomoże to zapobiec wyczerpaniu się baterii litowej przed zakończeniem 7- lub 14-dniowego noszenia czujnika.